

تصویر	نام و مشخصات (ابعاد حدودی میباید ۳±۵)	قیمت (به تومان)
	جهت دریافت قیمت دقیق اجناس ، حتما پیش فاکتور تهیه نمایید	
	قابل توجه خریداران محترم برای مشاهده فیلم های آموزش نصب و آموزش استفاده خواهشمندیم ما را دنبال کنید:	
	اینستاگرام نوآوران معرفی جدیدترین محصولات : noavaranmed	
سایت	www.Iranmed.co	
تلفن	+9821 66028710-12	
تلگرام - واتس آپ - ایتا	+98930 629 7770 - +98910 4948010	

دریافت گواهی مدیریت کیفیت (ISO ۹۰۰۱) - و گواهی رضایت مشتری (ISO ۱۰۰۰۴)

 ARZYABAN KEFIAT KHAVARMIANEH CERTIFICATE OF REGISTRATION NOAVARAN TAVANBAKSH CO. TEHRAN-IRAN Unit 2, No.2, Corner of Setayesh St, West Nosrat St, Tohid Sq. Arzyaban Kefiat Khavarmianeh, issues this certificate to the firm named above, having assessed & approved the firm's management system and finding the system conforms to the standards of: ISO10004:2018 The Customer Satisfaction-Guidelines for Monitoring and Measuring management system is applicable to the following: PRODUCTION OF PHYSIOTHERAPY AND OCCUPATIONAL THERAPY EQUIPMENT This approval is subject to the firm maintaining its system to the required standards, which will be monitored by AKK. In the issuance of this certificate, AKK assumes no liability to any party other than the firm named above & firm only in accordance with the agreed upon management system assessment agreement. Certification Number: QAM-0718-CS Original Approval: July 15,2025 Date of Issue: July 15,2025 Date of Expiration: July 14,2028 For and on Behalf of AKK	 ARZYABAN KEFIAT KHAVARMIANEH CERTIFICATE OF REGISTRATION NOAVARAN TAVANBAKSH CO. TEHRAN-IRAN Unit 2, No.2, Corner of Setayesh St, West Nosrat St, Tohid Sq. Arzyaban Kefiat Khavarmianeh, issues this certificate to the firm named above, having assessed & approved the firm's quality management system finding the system conforms to the standards of: ISO9001:2015 The quality management system is applicable to the following: PRODUCTION OF PHYSIOTHERAPY AND OCCUPATIONAL THERAPY EQUIPMENT This approval is subject to the firm maintaining its system to the required standards, which will be monitored by AKK. In the issuance of this certificate, AKK assumes no liability to any party other than the firm named above & firm only in accordance with the agreed upon Quality system assessment agreement. Certification Number: QAM-1407-Q Original Approval: July 15,2025 Date of Issue: July 15,2025 Date of Expiration: July 14,2028 For and on Behalf of AKK
--	---

 جمهوری اسلامی ایران بیت عالی نظارت بر سازمان بازرگانی کشور کمیسیون نظارت شهرستان اسلامشهر اتحادیه صنف لوازم پزشکی و ارتوپدی و صنف وابسته شهرستان اسلامشهر (اتحادیه شهرستان)		شناسه صنفی: ۰۴۶۷۷۵۳۱۱۱ تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ تاریخ انقضا: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ مبایع ندارد	
 نوع شخص: حقوقی نوع فعالیت: تولیدی کد آیسیک: ۳۳۱۱۱۳			
پروانه کسب			
رسته شغلی: تولید مصنوعات فلزی بیمارستانی (تولید انواع تخت بیمارستانی، معاینه و اتوکلاو)			
شماره ثبت: ۲۳۴۴۷۹	شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۵۴۳۰۰	نام شرکت: نوآوران توان بخش	
کد ملی: ۱۳۷۵۶۸۷۶۶۲	شماره شناسنامه: ۵۲۱	نام خانوادگی: رستمی دیپاور	نام: بابک
پلاک ثبتی: ۴۱۷۲۷	پلاک آمی: ۳۳۱۹۷۸۸۷۶۵	تاریخ تولد: ۱۳۴۹/۰۶/۲۴	نام پدر: علی اکبر
شهر: چهار دانگه شهرستان: اسلامشهر استان: تهران		نشانی: چهار دانگه - قاسم آباد خشک - بزرگراه آزادگان - خیابان حشمت - ساختمان آجریزی بنیاد - طبقه همکف	
نامبرده مجاز می باشد بر اساس قانون نظام صنفی و مقررات مربوط در این مکان واحد صنفی دایر نماید.			
هویت اعتبار، یا انقضای پروانه کسب منوط به استعلام شناسه صنف، آن از سایت www.Iranianasnaf.ir می باشد			

49,900,000	ایرکمپرشن دوکاناله با 6 چمبر (وازوترین) Aircompression Vasotrain همراه با اضافه شونده	
	1. ایرکمپرشن با 6 چمبر به صورت جداگانه 2. دارای 8 درجه فشار 3. چهار مد درمانی 4. دارای 3 برنامه زمانی 5. دو کاناله جهت استفاده همزمان کاف دست یا کمر به همراه کاف پا 6. این محصول شامل شلنگ اصلی رابط و یک جفت کاف پا است و کاف های دست ، کمر و زیپر جداگانه اند که باید انتخاب شوند.	
10,900,000	کاف کمر با 6 چمبر Waist Cuff همراه با اضافه شونده	
2,868,000	اضافه شونده پا (زیپر) Enlager Zip	

	تکه اضافی کاف پا برای افراد با سایز بزرگ و یا افراد با مشکل ادم (تورم) محصول را قابل استفاده می نماید.	
59,880,000	صندلی ماساژور سه بعدی SUNWTR	
	1. ماساژ کردن با ارتفاع قابل تنظیم، نقطه ثابت کامل پشت، برای برآوردن نیازهای افراد با قد مختلف. 2. دو ست ماساژ دهنده گرفتن و ورز دادن در گردن. 3. چهار ست ماساژ دهنده ورز دادن در پشت به همراه دو ماساژ دهنده ضربه ای. 4. ناحیه ماساژ پشت: حرکت در تمام پشت، بالا و پایین، همچنین ضربه زدن به مکان مشخص. 5. عضلات در هر دو طرف ستون فقرات. مجهز به چهار کیسه هوا در قسمت کمر و سه کیسه در قسمت نشیمنگاه. 6. با سه سطح شدت قابل انتخاب. ماساژ لرزشی روی صندلی، انتخاب (زیاد، متوسط و کم) 7. گرمایش سر و پشت با ماساژ گرم.	
26,400,000	فیزیو مت Physio Matt RD-A81	
	تشک ماساژ RD-A81، جایگزینی سبک، پرتابل و کم هزینه برای تخت های ماساژ سنتی است. این تشک بادشونده مجهز به هیتر گرمایی، به راحتی بر روی هر سطحی قابل استفاده بوده و با مکانیسم ساده خود، از تعمیرات و هزینه های نگهداری بالایی که تخت های مکانیکی دارند، میرا خواهید شد. این تشک حرکات درمانگر را شبیه سازی کرده و شما قادر خواهید بود تمرین های درمانی را، با عملکردهای متنوع در خانه تحا به کنند ویژگی ها : 1- طراحی کنترلر دستی درجه بالا 2- با 7 کیسه هوا، مناسب برای گردن، شانه ها، کمر و باسن. 3- ولتاژ رتبه بندی شده: 12V---3A 4- قدرت مصرفی: 36 وات 5- تعداد بسته بندی: 1 عدد/جعبه 6- اندازه محصول: 370*150*660 میلی متر	
14,976,000	ماساژور دستی شارژی Rechargeable Hand Massager	
	1. ماساژ بسیار نرم و ملایم توسط کیسه های هوا 2. ماساژ هم زمان کف و روی دست 3. امکان استفاده از گرما هنگام ماساژ برای افزایش اثر بخشی 4. قابلیت تنظیم فشار ماساژ 5. قابلیت انتخاب 3 مد ماساژ 6. دارای کیسه خاردار برای تحریک حس عمقی برای ارایه یک ماساژ بسیار دلچسب 7. قابلیت شارژ	

10,788,000	فيزيوگان Physio GUN 675A داراي 4 سري - سرعت قابل تنظيم	
8,628,000	فيزيوگان Physio GUN J5A داراي 4 سري - سرعت قابل تنظيم	
4,680,000	ويبراتور Smart Massager 606K داراي 3 مدل سري و برنامه درماني و گرمائي - سرعت قابل تنظيم	
4,428,000	ويبراتور Intelligent Massager 627A داراي 3 مدل سري و برنامه درماني - سرعت قابل تنظيم	

تجهيزات الكتروترابي

39,900,000	دستگاه اولتراسوند Therawave US-5000A	
17,280,000	دستگاه استيمولاتور Therawave 2010 2 كاناله داراي 11 موج	

دارای 8 موج تنس شامل :

Tens Norm - Tens FM - Tens CM - Tens WM - Tens SD - Tens RND - Tens RECP - Tens BST

و دارای موج های

FAR - FES - IDC

قابلیت تنظیم فرکانس از 1 تا 250 هرتز

قابلیت تنظیم عرض پالس از 15 تا 300 میکرو ثانیه

قابلیت تنظیم زمان کارکرد از 1 تا 60 دقیقه

قابلیت تنظیم شدت جریان کانال ها بصورت مجزا

دارای خروجی با شدت 1 تا 150 میلی آمپر

دارای 40 برنامه درمانی ذخیره شده

دارای تنظیمات تست پراپ

اکسسوری کامل شامل : 2 عدد کابل - 2 جفت الکتروود و پد - 2 جفت استرپ - کابل پاور - فیوز یدک

دارای منو بندی ساده و آسان

23,760,000	دستگاه استیمولاتور Therawave 4000+ 4 کاناله دارای 14 موج	
	دارای 8 موج تنس شامل : Tens Norm - Tens FM - Tens CM - Tens WM - Tens SD - Tens RND - Tens RECP - Tens BST دارای 3 مد اکوپانکچر شامل : Acupuncture Con - Acupuncture Int - Acupuncture D-D و دارای موج های FAR - FES - IDC قابلیت تنظیم فرکانس از 1 تا 250 هرتز قابلیت تنظیم عرض پالس از 15 تا 300 میکرو ثانیه قابلیت تنظیم زمان کارکرد از 1 تا 60 دقیقه قابلیت تنظیم شدت جریان کانال ها بصورت مجزا دارای خروجی با شدت 1 تا 150 میلی آمپر دارای 60 برنامه درمانی ذخیره شده دارای تنظیمات تست پراپ اکسسوری کامل شامل : 4 عدد کابل - 4 جفت الکتروود و پد - 4 جفت استرپ - کابل پاور - فیوز یدک دارای منو بندی ساده و آسان	
20,280,000	دستگاه استیمولاتور Therawave 5000A 2 کاناله دارای 14 موج	
	دارای 8 موج تنس شامل : Tens Norm - Tens FM - Tens CM - Tens WM - Tens SD - Tens RND - Tens RECP - Tens BST دارای 3 مد اکوپانکچر شامل : Acupuncture Con - Acupuncture Int - Acupuncture D-D و دارای موج های FAR - FES - IDC قابلیت تنظیم فرکانس از 1 تا 250 هرتز قابلیت تنظیم عرض پالس از 15 تا 300 میکرو ثانیه قابلیت تنظیم زمان کارکرد از 1 تا 60 دقیقه قابلیت تنظیم شدت جریان کانال ها بصورت مجزا دارای خروجی با شدت 1 تا 150 میلی آمپر دارای 60 برنامه درمانی ذخیره شده دارای تنظیمات تست پراپ اکسسوری کامل شامل : 2 عدد کابل - 2 جفت الکتروود و پد - 2 جفت استرپ - کابل پاور - فیوز یدک دارای منو بندی ساده و آسان	
27,480,000	دستگاه استیمولاتور Therawave 6000 6 کاناله دارای 14 موج	

دارای 8 موج تنس شامل :
Tens Norm - Tens FM - Tens CM - Tens WM - Tens SD - Tens RND - Tens RECP - Tens BST
دارای 3 مد اکوپانکچر شامل :
Acupuncture Con - Acupuncture Int - Acupuncture D-D
و دارای موج های
FAR - FES - IDC

قابلیت تنظیم فرکانس از 1 تا 250 هرتز
قابلیت تنظیم عرض پالس از 15 تا 300 میکرو ثانیه
قابلیت تنظیم زمان کارکرد از 1 تا 60 دقیقه
قابلیت تنظیم شدت جریان کانال ها بصورت مجزا
دارای خروجی با شدت 1 تا 150 میلی آمپر
دارای 60 برنامه درمانی ذخیره شده
اکسسوری کامل شامل : 6 عدد کابل - 6 جفت الکتروود و پد - 6 جفت استرپ - کابل پاور - فیوز بدک
دارای منو بندی ساده و آسان

5,880,000	تنس پرتابل پزشکی Portable Medical Tens KTR-2610	
	1- دارای پنجاه حالت مختلف 2- دارای شانزده سطح شدت 3- دارای زمان سنجی 4- دارای نمایشگر قدرت	
7,140,000	تنس بی سیم پزشکی ورزشی Sports Medicine Wireless Tens KTR-2493	
	1- دارای ارتباط وایرلس (امواج الکترومغناطیسی) 2- دارای پنجاه حالت مختلف 3- دارای شانزده سطح شدت 4- دارای زمان سنجی 5- دارای نمایشگر قدرت	
12,000,000	دستگاه الکترواکوپانکچر Medical Electronic Acupuncture Dmz-I	
	شش کانال خروجی مستقل: امکان درمان همزمان چندین نقطه. تایمر قابل تنظیم: زمان بندی دقیق جلسات از 1 تا 99 دقیقه. فرکانس پالس قابل تنظیم: از 1 تا 99 هرتز برای تنظیم دقیق تحریک. قابلیت تنظیم عرض پالس (PWM): کنترل کامل بر شدت و نوع پالس ها. یک سال گارانتی: تضمین کیفیت و عملکرد محصول. کشور سازنده: چین	


5,880,000	اکوپانکچر قلمی Electronic Acupuncture Pen LY-508A	
	ولتاژ ورودی استاندارد: 220 ولت ابعاد: 200 × 40 × 29 میلی‌متر سطح شدت: 1 تا 9 سطح ویژگی برجسته: قابلیت شارژ از طریق USB کاربرد: قابل استفاده برای بدن (جهت ماساژ و تحریک نقاط مختلف)	
1,788,000	قلم تسکین درد الکترونیکی مدل DF_618	
	1. نوع ماساژ : الکتریکی 2. این ماساژور با یک عدد باتری قلمی کار میکند و دارای سری قابل تعویض جهت نقاط مختلف بدن	
79,056,000	تیلت تیل برقی دوموتوره PT9005 ELEC TILT ADVANCED	
0	1-قابلیت تغییر ارتفاع و زاویه تخت تا 90 درجه توسط یک liner Actuator 2-دارای 2جک ، هندست و کنترل باکس فابریک 3-تشک چهار تکه 4-دارای میز 5-قسمت پا زاویه گیر به صورت جداگانه 6-دارای استرپ های 200 و 110 سانتی جهت ثابت کردن اندام فوقانی و پاها 7-دارای چرخ، ابر و چرم درجه یک ، رنگ کوره ای ، جوش CO2 8--مناسب بیماران سنگین وزن	
57,456,000	تیلت تیل برقی ادونس PT9006 ELEC TILT ADVANCED	
	1-قابلیت تغییر زاویه تخت تا 90 درجه توسط یک liner Actuator 2- دارای جک ، هندست و کنترل باکس فابریک 3-تشک چهار تکه 4-دارای میز 5-دارای استرپ های 200 و 110 سانتی جهت ثابت کردن اندام فوقانی و پاها 6-دارای چرخ، ابر و چرم درجه یک ، رنگ کوره ای ، جوش CO2	

50,688,000	تیلٹ تیبل برقی کلاسیک PT9007 ELEC TILT CLASSIC	
	1-قابلیت تغییر زاویه تخت تا 90 درجه توسط یک liner Actuator 2-دارای جک ، هندست و کنترل باکس فابریک 3-تشک یک تکه 4-دارای استرپ های 200 سانتی جهت ثابت کردن سینه و پاها 5-دارای چرخ، ابر و چرم درجه یک ، رنگ کوره ای ، جوش CO2	
93,312,000	تخت برقی دوموتوره 6 شکن Advance 6 Section Table Noavaran PT9013	
		1-تنظیم ارتفاع و شکن وسط تخت توسط یک liner Actuator 2-مخصوص منوال تریپی 3-دارای جک ، هندست و کنترل باکس فابریک (نه دست ساز) 4-دارای چرخ، ابر و چرم درجه یک ، رنگ کوره ای ، جوش CO2
71,236,000	تخت برقی سه شکن PT9011 ELEC ADVANCED	
		1-تنظیم ارتفاع توسط یک liner Actuator 2-دارای جک ، هندست و کنترل باکس فابریک (نه دست ساز) 3-دارای 2 جک گازی جهت تنظیم زاویه شکن های پا و سر 4-دارای چرخ، ابر و چرم درجه یک ، رنگ کوره ای ، جوش CO2
73,872,000	تخت برقی چهار شکن PT9012 ELEC ADVANCED	



- 1-تنظیم ارتفاع توسط یک liner Actuator
- 2-دارای چک ، هندست و کنترل باکس فابریک (نه دست ساز)
- 3-دارای 3جک گازی جهت تنظیم زاویه شکن های پا و سر
- 4- دارای چرخ، ابر و چرم درجه یک ، رنگ کوره ای ، جوش CO2

28,656,000	تخت چهار شکن نوآوران PT9015 3S ADVANCED	
	1-امکان زاویه منفی نسبت به افق برای شکن سر و پا 2-تشک چهار تکه 3-دارای چرخ ، فوم و چرم درجه یک با لبه و گوشه گرد شده 4-شاسی بسیار قوی- رنگ کوره ای-جوش CO2	
9,921,000	تخت دو شکن نوآوران PT9016 2S EXAM	
7,905,000	تخت ساده نوآوران PT9019 1S EXAM	
0	تشک ویژه - شاسی بسیار قوی- رنگ کوره ای-جوش CO2	
4,140,000	تخت معاینه دو شکن	
3,588,000	تخت معاینه ساده	
0	فوم 5سانت - کیفیت کلاس C، بازاری و ارزان قیمت - رنگ استاتیک	
25,776,000	تخت چوبی دو شکن کشو و کمد دار PT9020-4 2S WOODEN	
14,328,000	تخت چوبی دو شکن PT9020-1 2S WOODEN	

24,192,000	تخت چوبی ساده کشو و کمندار PT9021-4 1S WOODEN +1	
13,665,000	تخت چوبی ساده PT9021-1 1S WOODEN +1	
0	تشک ویژه - اتصالات تقویت شده-چوب روس درجه یک	
71,856,000	تخت بوبت (سی پی) برقی Advance Table Noavaran PT9014	
 1-تنظیم ارتفاع توسط یک liner Actuator 2-مخصوص منوال تریپی 3-دارای جک ، هندست و کنترل باکس فابریک (نه دست ساز) 4- دارای چرخ، ابر و چرم درجه یک ، رنگ کوره ای ، جوش CO2		
14,256,000	تخت بوبت (سی پی) PT9024 CP	
	ابعاد حدودی : 210*120*45 سانت - شاسی قوی فلزی-با پایه قابل ریگلاژ	
26,625,000	تخت فریم دار PT9022 FRAM TRAPEZ	
	1-توری یک تکه طرفین سر و پا، بدون نیاز به تنظیم 2-تشک 4 تکه دارای شکن سر 3- دارای استرپ های 200 و 110 سانتی جهت ثابت کردن اندام فوقانی و پاها 4-تشک ویژه - شاسی بسیار قوی- رنگ کوره ای-جوش CO2	
49,200,000	فریم دو تخت فول فنس Clinical Exerciser Double Frame دارای تیر عرضی برای تقویت فنس مفتول 5mm-چشمی 2*2m - 5*5 cm - پروفیل 25*25	
28,656,000	فریم یک تخت فول فنس Full Fence Exerciser Frame دارای تیر عرضی برای تقویت فنس مفتول 5mm-چشمی 2*1m - 5*5 cm - پروفیل 25*25	

26,424,000	فریم یک تخت ادونس قابلیت فعالیت های گوناگون دارای نمای باز	
7,891,000	ریل مخصوص فریم	
8,568,000	فریم منازل Frame houses	
143,280,000	دستگاه تراکشن SMART-TRAC Lumbar & Cervical Traction	
دارای یک گارانتی و 10 سال خدمات - امکان نصب به انواع تخت های کشش داخلی و وارداتی شرکت نوآوران		
79,056,000	تخت تراکشن برقی 4شکن مدل ادونس PT9002 LATERAL TRAC 4S ADVANCED تشک ویژه - شاسی بسیار قوی- رنگ کوره ای-جوش CO2	
 ساخت ایران (شرکت نوآوران) - بدون دستگاه چهار شکن برقی با قابلیت تنظیم ارتفاع بصورت برقی قابلیت تنظیم زاویه صفحه زیر سر و زیر ساق با جک گازی چرخ و پایه دو حالته امکان کشش لترال در پنج حالت *دارای متریال اورجینال چرم خارجی - فوم سرد* *دارای Actuator 6000N با لوازم فابریک دارای فابریک controller دارای فابریک Hand piece رنگ کوره ای - پایه های CNC دارای اسلینگ تحتانی و فوقانی مخصوص تخت تراکشن		
27,216,000	تخت تراکشن دو شکن مخصوص دستگاه کشش PT9004 UNIT TRAC 2S CLASSIC شاسی بسیار قوی- رنگ کوره ای-جوش CO2 دارای پلیت متحرک و شکن زیر سر - بدون اسلینگ	
28,785,000	تخت تراکشن با جک دستی PT9003 JAC TRAC 2S شاسی بسیار قوی- رنگ کوره ای-جوش CO2	


		تخت کشش دستی ۱، امکان نصب دستگاه در صورت لزوم ۲، کشش ملایم دستی توسط غریبلک ۳، پلایت ریلی برای تسهیل کشش ۴، قابلیت تنظیم راستای عمودی کشش ۵، امکان اعمال کشش گردن ۶، پلایت زاویه گیر گردنی ۷، تشک و فوم درجه یک و رنگ کوره ای ۸، دارای اسلینگ تحتانی و فوقانی مخصوص تخت تراکشن
8,337,000	تراکشن گردنی کلینیکال Clinical Cervical Traction	
0	رنگ کوره ای ضد خش دارای قرقره، ریسمان، اسلینگ گردنی، میله تعادل-کیسه شن + تابوره ثابت	
1,500,000	تراکشن گردنی پرتابل Portable cervical traction	
	شامل : 1-اسکلت فلزی یا بدنه اصلی که دو عدد قرقره در آن تعبیه شده است. 2-کیسه آب مدرج با ظرفیت ده کیلوگرم آب 3-یک قطعه ریسمان که به دو سر آن یک قطعه S شکل و یک میله مخصوص کشش متصل گردیده است. 4-پدهای چانه ای و پس سری که با دو عدد ریسمان به یکدیگر متصل شده اند.	
496,000	تراکشن گردنی بادی Pneumatic cervical traction	
35,880,000	تخت وارونه مکانیکی (تخت اینورژن)	
	بدنه فلزی مقاوم: ساخته شده از فولاد با پوشش ضدخش و ضدزنگ برای دوام طولانی مدت پشتی ارگونومیک: طراحی شده بر اساس انحنا طبیعی ستون فقرات جهت راحتی و حمایت کامل از بدن سیستم قفل ایمنی چندمرحله ای: برای تنظیم دقیق زاویه وارونگی و اطمینان از ثبات کامل هنگام استفاده دسته های کناری ضدلغزش: جهت بازگشت آسان و کنترل شده به حالت اولیه قابلیت تنظیم ارتفاع: متناسب با قد کاربر (معمولاً بین ۱۴۰ تا ۲۰۰ سانتی متر) تحمل وزن بالا: مناسب برای کاربران تا حدود ۱۳۵ تا ۱۵۰ کیلوگرم	

57,096,000	پی تی اگزرنلند PT EXER I-LAND طراحی بر اساس نمای باز، امکان استفاده همزمان بدون نیاز به نصب به دیوار	
	یک مینی کلینیک کامل، محصولی متمایز و متفاوت با 8 وسیله اصلی و ضروری کلینیک های فیزیوتراپی: صندلی کوادروسپس - تراکشن گردنی - شولدر ویل - نردبان انگشتی - ریست ساینر فلزی - پولی اندام فوقانی	
47,400,000	صندلی کوادریسپس فیزیومکس PhysioMax Quadriceps Table برای اولین بار با تشک فومی کاملاً ارگونومیک و قابلیت ویژه برای حفظ پهلوهای بیمار و راستای نشستن صحیح او با آرم رست های قابل تنظیم که فشار را از روی کمر بیمار برمی دارد. راحتی بیماران روی این صندلی تضمین می گردد متریال: فوم، تخت لایه قالب خورده جهت حفظ پوزیشن صحیح بیماران	
	کفی زاویه دار ارگونومیک با پشتی قابل تنظیم 90 درجه بازو ها: امکان تنظیم ارتفاع، زاویه، طول، عمق هر بازو و - هر بازو CNC شده با 14 سوراخ برای افزایش دقت تنظیم - آبکروم سخت 2 سری وزنه با دور لاستیکی با موقعیت Stable و فنر نگهدارنده وزنه - با توپکی EVA شاسی: پروفیل استاندارد بسیار مقاوم - رنگ کوره ای - پایه قابل ریگلاژ	
28,656,000	صندلی کوادریسپس کلاسیک پلاس Classic Plus Quadriceps Table تشک و فوم درجه یک با زاویه نشیمنگاه مناسب جهت عدم فشار به کمر بیمار، دارای پد گودی کمر دارای بازوهای با قابلیت تنظیم 4 بعدی	
37,080,000	لگ پرس کلینیکال Leg Press Clinical تمرینات اندام تحتانی در زنجیره بسته قابلیت تنظیم مقاومت با 5 رشته تراتیوپ قابلیت تنظیم فاصله طولی و زاویه پشتی صندلی	
		
18,504,000	تراپرس تراپرس Metal Laser تولید با تکنولوژی قابلیت تنظیم مقاومت با 5 رشته تراتیوپ	

30,240,000	آنکل برقی مچ پا (نوروفلکس) Ankle Joint Trainer دارای ریموت کنترل و جک برقی - طول : حدود 66 عرض: حدود 15 سانتیمتر	
	  	
65,880,000	پدال دست و پا برقی Anti-spasm electric dual pedal	
23,760,000	پدال دست و پا غیرهمزمان مکانیکی Recumbent active dual pedal	
	1- دارای صندلی پشتی دار جهت حفظ تعادل توان جو 2- امکان تنظیم ارتفاع صندلی 3- امکان تنظیم فاصله صندلی از پدال 4- امکان تنظیم ارتفاع پدال 5- امکان تنظیم زاویه قرارگیری پدال نسبت به صندلی 6- امکان تنظیم مقاومت پدال دست و پا بصورت جداگانه 7- امکان جدا کردن صندلی برای استفاده با ویلچر	
28,656,000	پدال دست و پا همزمان مکانیکی Anti-spasm dual active pedal	
	با قابلیت تنظیم زاویه و مقاومت - جهت استفاده همزمان دست و پا	
8,690,000	پدال مینی بایک برقی Electric mini pedal	

1,890,000	پدال مینی اکتیو تاشو Folding Mini Active Pedal	
1,650,000	پدال مینی اکتیو ساده Simple mini active pedal	
11,880,000	گام ساز فیزیولوگ physioleg	
طراحی ارگونومیک و پایدار ساخته شده از پروفیل فلزی - پدهای فوم فشرده با روکش چرمی ضدتعیق - قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه حرکت - مکانیزم تنظیم وزنه با صفحه دیسک فلزی (وزنه) - پایه‌های ضدلغزش با کفپوش لاستیکی		
Call	تردمیل Treadmill	
Call	دوچرخه ثابت مگنتی Magnetic Bike	
با قابلیت تنظیم مقاومت - جهت استفاده جداگانه دست و پا		
27,216,000	شولدر ویل مکس ویل 1 MaxWheel Shoulder Wheel 1 دارای کاور چوبی برای حداکثر زیبایی شماره انداز - دور سنج - کالری سنج - زمان سنج	
1- تنظیم ارتفاع 2- تنظیم مقاومت بدون استفاده از لنت ترمز بصورت تدریجی ، نرم و بی صدا و یکنواخت توجه : فرسایش لنت ترمز موجب پخش آذبست (بسیار سمی) در محیط مطب می شود 3- سکان از چوب روس کاملاً خراطی شده با رنگ پلی استر 4- مکانیزم حرکت چرخشی تراشکاری شده با استفاده 2 بلبرینگ با بلبرینگ های آلمانی درجه یک 5- شاسی از پروفیل مبارکه با آبکاری کروم صنعتی 6- فنر کشنده برای کنترل راحت حرکت عمودی 7- دارای کانتر دیجیتال بدون نیاز به برق		
23,880,000	شولدر ویل مکس ویل 2 Maxwheel Shoulder Wheel 2 دارای کاور چوبی برای حداکثر زیبایی شماره انداز - دور سنج - کالری سنج - زمان سنج سکان ام دی اف با روکش ممبران	

21,456,000	شولدر ویل کلاسیک (سکان چوب روس) Classic Shoulder Wheel PT104 شماره انداز - دور سنج - کالری سنج-زمان سنج	
	1- سکان از چوب روس کاملاً خراطی شده با رنگ پلی استر 2- باکس فلزی رنگ شده با صفحه سی ان سی شده 3- قابلیت تنظیم مقاومت دقیق با سیستم اهرمی جدید بسیار راحت 4- استفاده از سیستم دو بلبرینگ برای افزایش استحکام و طول عمر محصول و همچنان روانی و حذف لنگی چرخش 5- شاسی از پروفیل مبارکه با رنگ کوره ای ضد خش و آبرازی کروم صنعتی 6- سهولت نصب، تنظیم ارتفاع و شعاع چرخ شانه، استفاده از بهترین متریال با نهایت دقت برای خلق محصولی درجه 1 7- دارای کانتر دیجیتال	
17,985,000	شولدر ویل کلاسیک ممبران Classic Membrane Shoulder Wheel PT103 سکان ام دی اف با روکش ممبران شماره انداز - دور سنج - کالری سنج-زمان سنج	
15,825,000	شولدر ویل کلاسیک بیس Classic Base Shoulder Wheel PT101	
	سبک ، ارزان و کارا 1- قابلیت تنظیم ارتفاع 2 - تنظیم مقاومت بدون استفاده از لنت ترمز بصورت تدریجی ، نرم و بی صدا توجه : لنت ترمز باعث پخش آذیست (بسیار سمی) در محیط مطب است 3 - مکانیزم حرکت چرخشی تراشکاری شده با استفاده از 2 بلبرینگ C129:E130+ 4 - بدون شماره انداز 5 - دارای سکان ام دی اف با روکش ممبران	
35,856,000	پولی مکس دیواری MAX Pully LASER PRODUCTION	
	سیستم پولی پیشرفته (Pulley Max systems) با بیش از 22 حرکت کششی و تعادلی با دسته های متنوع انواع تمرینات دست بازو دست جمع ، دارای ریل وزنه ، قرقره های مخصوص + تابوره ثابت	
15,480,000	پولی دو طرفه Upper limp Pulley T همراه با تراکشن گردنی	




	1- داراي شاسي فلزي مقاوم 2- لوله آبکاري شده جهت نرمي و بي صدايي حرکت 3- رنگ کوره اي 4- داراي بوش تلفون جهت نرمي و بي صدايي حرکت 5- داراي قرقره هاي گردان - روان - بي صدا 6- داراي یک سري وزنه در اوزان مختلف 7- داراي دسته هاي مخصوص و مقاوم 8- داراي ريسمان مغزي دار متراکم بدون حتي 1 ميل خاصيت کشساني	
	هدیه رایگان یک عدد تابوره ثابت + میله تعادل و تراکشن گردنی	
21,585,000	فلای ویل (Fly Wheel)	
	مخصوص تمرینات اندام فوقانی و تحتانی	
25,848,000	ابی هلپ آرم OB Help Arms	
	طرح جدید بسیار کارا، با بازو متحرک قابل تنظیم با لوازم	
9,408,000	ریست سائزر آلومینیومی Wrisitirciser	
	تقویت مچ وساعد آلومینیومی-رنگ کوره اي	
11,304,000	ریست سائزر ادونس +1 Advanced Wrisitirciser	
12,340,000	ریست سائزر ادونس +2 Advanced Wrisitirciser	
	در دو مدل یک با نمایشگر شمارش - کالری-دور بر دقیقه و دیگری بدون نمایشگر	
3,828,000	فپس چوبی Wooden Feps	
	چوب راش داراي گریپ چند گانه و رنگ پلی استر خود رنگ	

11,028,000	ترافیکس Therafix	
	مناسب برای هندتراپی و کاردرمانی دارای دستگیره هایی متناسب با ارگونومی دست دارای 9 عدد دستگیره همراه کش های تمرینی دارای 2 عدد صفحه تمرینی در دو سایز کوچک و بزرگ به ابعاد 25*16 و 50*50	
9,936,000	تراهند TheraHand	
	 دارای 8 سری مختلف جهت تمرینات فعال و فعال مقاومتی اندام فوقانی مچ، ساعد، آرنج و شانه	
7,848,000	دمبل استیل با استند چوبی Dumbbell with Wood Stand	
6,465,000	دمبل استیل با استند فلزی Dumbbells With Metal Stand	
	1- 8 عدد دمبل شامل 1جفت: 750گرم - 1کیلوگرم - 1.5کیلوگرم - 2کیلوگرم استاندارد 2- دسته فلزی با روکش فوم قابل تعویض ضد تعریق و لیز خوردن 3- دارای استرپ مهار برای جلوگیری از افتادن دمبل روی دست و پای بیماران جهت افزایش ایمنی 4- رنگ خود رنگ پلی استر استند چوبی	
3,960,000	دمبل روکش دار با استند ام دی اف Dumbbells With MDF Stand	

			
12,816,000	چراغ تک شعله ادونس	کلاهک مخروطی IR301	
12,816,000	چراغ تک شعله VIP	کلاهک مکعبی IR501	
18,648,000	چراغ سه شعله ادونس	کلاهک مکعبی IR333	
18,648,000	چراغ سه شعله VIP	کلاهک مکعبی IR503	
9,345,000	چراغ تک شعله جنرال General single-flame IR lamp		
۱- قابلیت تنظیم زاویه تابش بدون نیاز به پیچ تنظیم «جدید» ۲- سبک، بی صدا، روان ۳- تایمر بسیار راحت لمسی با اعداد بزرگ و روشن			
کلیه تولیدات بر اساس طراحی ارگونومیک ، سهولت استفاده برای تراپیست و راحتی و ایمنی بیمار طراحی و ساخته شده است			
7,560,000	چراغ تک شعله کلاسیک بیس Classic Base Single Flame IR Lamp		
	دارای دیمر بدون تایمر و لامپ		
3,468,000	چراغ پرتابل Protatable IR / Home Visit		
	سبک ، کم جا، قابل حمل، قوی ، 250w، وزن با لامپ 1800 گرم -دارای تایمر اکسترنال - بدون لامپ		
9,345,000	چراغ تک شعله دیواری IR202 Walled Infrared Light Unit نصب راحت و تنظیم آسان		

	سایز پروفیل آبکاری شده 50 سانت - پوشش کامل تخت در صورت نصب در مرکز طول تخت			
1,428,000	لامپ مادون قرمز NOOR Infrared Heat Lamp 250 وات ساخت ایران دمای گرمایش پایین			
2,148,000	لامپ مادون قرمز فیلیپس PHILIPS Infrared Heat Lamp 250 وات ساخت کره			
801,000	تایمر اکسترنال External timer			
34,416,000	هات پگ متوسط Medium Electrical Hydrocolator			
37,296,000	هات پگ بزرگ Large Electrical Hydrocolator			
40,752,000	هات پگ متوسط ادونس Advanced Medium Electrical Hydrocolator			
47,376,000	هات پگ بزرگ ادونس Advanced Large Electrical Hydrocolator			
53,136,000	هات پگ گازی بزرگ Gas Hydrocolator			
	1- تمام استیل از استیل نگیر 2- دارای عایق پشم شیشه که باعث افزایش بهروری و کاهش مصرف انرژی میشود. 3- دارای شیر تخلیه جهت سهولت نظافت دستگاه 4- دارای ترموستاد ، المنت 2000 وات ، فیوز اطمینان ، نشانگر روشن 5- دارای سبد استیل 6- دارای میز استیل پرتابل که به بدنه نصب میگردد. 7- جوش آرگون			
0	عرض 40 30 40 30	طول 60 43 50 35	ارتفاع 70 50 58 40	ابعاد حدودی مخزن (به سانتی متر): هات پگ بزرگ (ابعاد بیرونی) هات پگ بزرگ (ابعاد داخلی) هات پگ متوسط (ابعاد بیرونی) هات پگ متوسط (ابعاد داخلی)

47,145,000	Suspan ساسپن	
	1- تمام استیل از استیل نگیر 2- دارای عایق پشم شیشه 3- طول 57/4 سانتیمتر 4- عرض 37/4 سانتیمتر 5- ارتفاع 24/4 سانتیمتر	
47,880,000	حمام پارافین بزرگ Large 3 wall Paraffin Bath 60*40*73h	
14,068,000	حمام پارافین متوسط Medium 2 wall Paraffin Bath 34*27*26h	
	استیل وارداتی درجه یک - دوجداره ، قطعات بسیار با کیفیت: ترموستاد ، فیوز المنت درجه یک - حجم حدودی مخزن 6 لیتر	
3,943,000	حمام پارافین کوچک وارداتی Paraffin Bath	
338,000	پارافین جامد گرانول (هر کیلو) Granule Paraffin	
302,000	پارافین مایع (هر لیتر) Liquid Paraffin	
	مدیکال - بی بو	
386,000	پارافین جامد وارداتی Granule Paraffin	
	هر بسته حدود 450 گرم - آماده استفاده بدون نیاز به پارافین مایع - دارای رایحه های میوه ای	
530,000	حوله استاندارد Standard درجه یک پر تراکم 30*40	
870,000	حوله زانوئی بزرگ L.Knee درجه یک پر تراکم 35*60	
720,000	حوله زانوئی کوچک S.Knee درجه یک پر تراکم 30*50	
990,000	حوله کمری Lumbar درجه یک در ابعاد 45*60	

430,000	حوله کوچک Small درجه یک پر تراکم 20*30	 
650,000	حوله گردنی Cervical درجه یک پر تراکم 40*60	
4,190,000	حوله سری کامل Towel Series رنگ سفید	
345,000	پگ استاندارد Standard Pag درجه یک در ابعاد 30*25	     
449,000	پگ زانویی بزرگ L Knee Pag درجه یک در ابعاد 50*25	
410,000	پگ زانویی کوچک S Knee Pag درجه یک در ابعاد 40*25	
569,000	پگ کمری Lumbar Pag درجه یک در ابعاد 50*35	
198,000	پگ کوچک Small Pag درجه یک در ابعاد 30*13	
385,000	پگ گردنی Cervical Pag درجه یک 50*20	
228,000	پگ ژله ای کوچک small jelly peg سایز 25*30	
288,000	پگ ژله ای بزرگ big jelly peg سایز 25*40	
	بدون بو - بدون رسوب - بدون خیس شدن - مدت زمان گرم شدن فقط 3 تا 5 دقیقه	
2,870,000	پگ سری کامل در 8 سایز Series Pag	
	پگ استاندارد - زانویی بزرگ-زانوویی کوچک-کمری-گردنی-کوچک -پگ ژله ای استاندارد و زانویی کوچک	
642,000	آیس پک سری Cold Pag Series	
676,000	پنس هات پگ Hot Pag Forceps تمام استیل وارداتی سر پهن قفل کن 25 سانتی	
7,056,000	ترالی 2 طبقه PT14 MDF 40*35*95h چرخ های روان بی صدا، صفحات mdf، ضد خش، دارای لبه محافظ، دارای دستگیره، قابلیت تنظیم طبقه پایین، رنگ کوره ای	

8,496,000	ترالی 2 طبقه کشودار PT16 MDF 40*35*95h چرخ های روان بی صدا، صفحات mdf، ضد خش، دارای لبه محافظ، دارای دستگیره، قابلیت تنظیم طبقه پایین، رنگ کوره ای	
8,388,000	ترالی پلکسی نوآوران PT18 Plexi 45*36*95h صفحه پلکسی 10 میل با لبه محافظ، پایه آبکاری کرم، 5 چرخ روان، دارای سبد قابل تنظیم	
بی صدا، روان، با ثبات، با دوام و زیبا		
2,928,000	Saddle Taboured Stools اسبی تابوره زین تنظیم ارتفاع دستی	
3,100,000	Round Tabure تابوره گرد بدون پشتی	
3,750,000	Round Tabure With Back Rest تابوره گرد پشتی دار	
3,990,000	Horse Saddle Tabure اسبی پشتی دار تابوره زین	
4,280,000	Advanced Round Tabure تابوره گرد ادونس	
دارای جک گازی جهت تنظیم ارتفاع دارای تشک فومی ضخیم با چرم مصنوعی و پشتی استراحت		
1,699,000	پله پایه تخت 2 پله Step	


	کیفیت کلاس B ، بازاری و ارزان قیمت	
993,000	پله پایه تخت 1 پله Step	
	کیفیت کلاس A ، پروفیل صنعتی و سنگین	
62,928,000	پارالل بار با موتور تعلیق Parallel bar with suspension motor	
47,880,000	پارالل بار بدون موتور تعلیق Parallel bar without suspension motor	
43,027,000	پارالل بار تنظیمی 4 بار ادونس Advance Parallel Bar with 4 Bars	
 طراحی جدید امکان تبدیل پارالل به رمپ با یک اهرم دستی بسیار ساده طول پارالل 3 متر		
30,816,000	پارالل بار تنظیمی 4 بار بزرگسال و خردسال Parallel Bar with 4 Bars	
25,776,000	پارالل بار تنظیمی 2 بار بزرگسال Parallel Bar with 2 Bars	
دارای شاسی فلزی جهت افزایش مقاومت ، رنگ کوره ای ضد خش ، کفی Rash Letron ، دارای بارهای 3متری با قابلیت تنظیم عرض و ارتفاع جهت خردسال و بزرگسال ، شیب صفر ، آبکاری آبکروم سخت دارای پوش تراشکاری شده تفلونی جهت سهولت حرکت		
26,928,000	پله و رمپ فلزی با نرده Steps&Ramp With ArmRest	

9,748,000	پله و رمپ لترون Steps&Ramp	
	لترون ضد خش بدون نرده، زیرسازی شده مقاوم و بی صدا	
7,128,000	رمپ قابل تنظیم Adj Ramp	
	شاسی فلزی رویه موکت شده	
5,659,000	پله 4تکه 4piece stairs	
	کشویی. آلدلر ضد خش 16h+4*3+23*5+50	
11,868,000	آینه چوبی توانبخشی Wooden Merrier	
	پایه فلزی -قاب MDF - ابعاد آینه 150*55	
64,080,000	لیفتر برقی Electrical Lifter	
سیستم جک این لیفتر دارای کنترل باکس، هندست، باتری یک آپ و خود جک میباشد که کلا وارداتی میباشد و روی شاسی نصب می گردد. شاسی این لیفتر از پروفیل مبارکه وبا رنگ کوره ای در ایران تولید می گردد که دقیقاً از روی مدل هلندی آن با در نظر گرفتن کلیه امکانات آن کپی و ساخته شده است . دارای اسلینگ مخصوص ، چرخ های روان و امکان بازو بسته شدن پایه ها را داراست.		
47,376,000	گیت ترینر لیفت برقی Electric lift Gait Trainer دارای جک ، هندست و کنترل باکس فابریک	


28,656,000	گیت ترینر لیفت lift Balance Gait Trainer	
تنها وسیله ای که میتوانید به کمکش مریض های سنگین وزن را upright کنید تا وزن کمتری روی پاهایشان تحمل کنند و بتوانند تمرینات راه رفتن را انجام دهند. طراحی مهندسی این وسیله به گونه ای است که بیمار میتواند به کمک آن روی تردمیل هم تمرین کند ، با قابلیت تنظیم چنگانه این دستگاه ، امکان تمرین را برای کودکان و بزرگسالان را فراهم میشود. 1. حدود طول 110 سانتیمتر 2. حدود عرض 90 سانتیمتر 3. حدود ارتفاع 190 سانتیمتر 4. حدود وزن 35 کیلوگرم 5. دارای جک 3 تن روغنی		
17,064,000	گیت ترینر فول ساپورت Full Suport Gait Trainer	
11,376,000	گیت ترینر پرو بزرگسال Pro Gait Trainer Adult	
سبک ، مقاوم ، کارا با قابلیت تنظیم راحت بدون نیاز به پیچ ، دارای چرخ های روان		
12,744,000	گیت ترینر پرو خردسال Pro Gait Trainer Kids	
12,600,000	گامینو کمکی راه رفتن کودکان Gamino	
وسيله تحريك پذيری کودکان معلول جسمی و حرکتی در 5 سایز		

71,856,000	ایزی استند + گام زن Easy stand Walk	
	دارای جک برقی 6000N Actuator ایزی استند وسیله ای که برای ایستادن به افراد با تحرک محدود کمک می‌کند تا به حالت ایستاده برسند. ترکیبی از دو فناوری است که به افراد با محدودیت حرکتی کمک می‌کند تا به طور ایمن و مستقل بایستند و قدم بردارند.	
15,828,000	استندینگ هایپر Hyper Standing Table	
وسيله ای منحصر بفرد برای ایستادن کودکان میباشد دارای تشک های نرم ، کمر بند های مخصوص و میز قابل تنظیم برای راحتی بیمار است با قابلیت تنظیم 90 درجه که هم امکان ایستادن هم امکان خوابیدن را فراهم میکند. مناسب افرادیست که گردن نمیگیرند. همچنان دارای شاسی فلزی با چرخ های روان میباشد طول عمر این دستگاه بسیار بالاست سایز : 115 * 46 (سایزها تا 5 سانت متغیر است)		
10,008,000	لانو استندینگ برد Lano Standing Board	
23,976,000	صندلی سی پی سه حالته (سیت استند) Sit Stand دارای 3 حالت ایستا - صندلی - تخت	
		
سایز پشتی : 43*60 - سایز کفی : 43*33 - سایز پایی : 33*35 (سایزها تا 5 سانت متغیر است)		
6,091,000	کرنر سیت گوشه ای 110 Corner Sit 110	
9,201,000	کرنر سیت مبلی 220 Corner Sit 220	


	1- دارای میز جداگانه 2- قابلیت تنظیم ساپورت و پد میان پا 3- روکش ابر و چرم مصنوعی درجه یک	
42,984,000	اوتی اگزرنند OT EXER I-LAND 14 کار یک جا ، بدون نیاز به خرید لوازم اضافی و نصب به دیوار ، امکان استفاده چند نفر همزمان	
	نوآوری جدید در ترکیب موثرترین دستگاه های کاردرمانی در یک دستگاه : ترکیب و هماهنگی بیش از 14 دستگاه موثر کاردرمانی با مزایای فراوان : شولدرویل - FEBS - تراکشن گردن - سندینگ SANDING - نردبان انگشتی - OB-HELP ARM - واکینگ شولدر - فلکشن اکستنشن یونیت - پولی - پرد پگبرد Multi user دستگاه چند نفره Reach Exer - در آن واحد	
19,800,000	میز هندترابی Hand Therapy Table	
	1- دارای شاسی فلزی بسیار مقاوم 2- دارای 2 لت جانبی تاشو با لولای مخصوص ضامن دار دوپل 3- صفحات ام دی اف 4- دارای قاب دور صفحه میز جهت زیبایی استحکام و کاربری بهتر 5- امکان استفاده از هر 4 طرف از مزایای شاسی فلزی 6- امکان افزایش سطح از 100 به 135 و 170 از مزایای لت 7- دارای 7 وسیله مخصوص هند ترابی نصب شده روی میز به شرح : 1-فیس 2-پرد پگبرد 3-اگزربرد 4-هندساپورتر 5-فلکشن اکستنشن یونیت 6-آنتن 7-اسکروبرد	
16,776,000	میز منتال Mental Table	
لوازم ذهنی نصب شده دارای شاسی فلزی همراه با دولت جانبی MDF - اندازه حدودی صفحه 65*175 سانتی متر		
9,489,000	میز توانبخشی Rehabilitation Table	
	شاسی فلزی صفحه MDF با قابلیت تنظیم ارتفاع	
87,000,000	اسپایدر کیج Spider Cage ست کامل همراه فریم دو تخت و ریل	

	شامل : یک عدد فریم دو تخت به همراه ریل سقفی ۳ عدد کمربند بلت چرم طبیعی سایز S, M, L ۳ جفت دستکش چرم طبیعی در سایز S, M, L 1 جفت کفش چرم طبیعی ۴ جفت اسلینگ ۵ عدد اسلینگ تکی 1 عدد نردبان 2 عدد قرقره دوتایی با طناب 2 عدد چوب کوتاهی 2 عدد دستگیره 16 عدد کش قلاب دار 4 عدد حلقه اس 4 عدد کارابین کوچک	
30,000,000	اسپایدر کیج ست لوازم Spider Cage	
5,544,000	بلت Spider Belt کمربند چرمی همراه با 10 عدد کش نگهدارنده	
12,000,000	تراسونیت (لباس فضایی آویژه سونیت) Trasuite	
0	شامل کلاه - جلیقه - شلوارک - 2 عدد زانوبند - 2 عدد کفش پوش - 20 عدد کش مخصوص - قلاب فلزی - قلاب پلاستیکی	
0	AS1 X Small 2.5 - 4 سال (نارنجی) AS2 Small 3 - 5 سال (زرد) AS3 Medium 5 - 8 سال (صورتی) AS4 Large 8 - 12 سال (قرمز) AS5 X Large 12 - سال (سبز) AS6 XX Large 12+ سال (آبی)	
44,028,000	تاب کاردرمانی با 6 سیت SI Sewing Frame With 6 SI Sits	
	flexDisc+flex T bar+platform+Sewing+Therapy Net+Bloster+خود تاب	
20,088,000	تاب مخصوص کلینیک سنسوری اینتگریشن SI Sewing Frame	

	تاب درمانی کلینیکال، چند سیت در یک آن کمجا - بسیار مقاوم و ایمن - بدون سیت	
5,428,000	تاب فلکشن تی بار SI FLEXION T BAR	
5,428,000	تاب فلکشن دیسک SI FLEXION DISC	
4,824,000	تاب بلوستر SI BLOSTER	
4,824,000	تاب پلت فرم SI PALT FORM	
1,292,000	تاب اسلینگ سونینگ SI SLING SEWING	
2,145,000	تاب تراپی نت SI THERAPY NET	
سیت مخصوص جهت تحریکات و ستیبولار - قطر حدودی 40 سانتی متر		
Call	ست ورزشی کودکان پنج تکه 1-دوچرخه ثابت 2-اسکی فضایی 3-تردمیل 4-چرخ مسگری 5-گام زن	
		
9,468,000	استوانه سنسوری SI Barrel	
تونل فومی - طول تقریبی: 1 متر - قطر داخلی 45 سانت		

5,100,000	Tunnel crawling کرالینگ تونل	
	تونل فنری با قابلیت جمع شدن - طول تقریبی: 2متر - قطر 60 سانت	
13,896,000	استخر توپ گرد 50*110 همراه با توپ Round-ball Pool	
15,588,000	استخر توپ گرد 50*150 همراه با توپ Round-ball Pool	//
18,417,000	استخر توپ 120*150 در ارتفاع 50 همراه با توپ Square-ball Pool	
	دیواره پلی اتیلن روکش و اثر کره قابل شستشو Soft Wall	
5,760,000	ترامپولین قطر 150 Trampoline	
4,740,000	ترامپولین قطر 120 Trampoline	//
4,188,000	ترامپولین قطر 100 Trampoline	//
	با خاصیت ارتجاعی بالا و مقاومت تا 100کیلوگرم	
3,108,000	تشک 6سانت OT Mat 6	
3,576,000	تشک 10سانت OT MAT 10	//
	با پلی اتیلن فشرده و روکش و اثر درجه یک قابل شستشو مغزی دوزی شده	
495,000	تشک فومی درجه یک Eva Foam Mat	
	(مت)پازلی با ابعاد 100*100سانت و قطر 23 میلی متر	
Call	ویلچر ارتوپدی Orthopedic wheelchairs	



11,520,000	واکر معکوس کلاسیک متوسط Walker Reverse M مناسب پنج تا ده سال	
11,520,000	واکر معکوس کلاسیک کوچک Walker Reverse S مناسب تا زیر پنج سال	
	قابلیت تنظیم ارتفاع و سایز - قابلیت تا شدن آسان جهت حمل سریع - ترمز چرخ دنده ای جهت جلوگیری از سرخوردن به عقب	
2,808,000	واکر چرخدار آلومینیومی بزرگسال Adult aluminum wheeled walker	
1,668,000	واکر چرخدار آلومینیومی اطفال Children's aluminum wheeled walker	
1,656,000	واکر چرخدار بزرگسال Adult Walker	
1,512,000	واکر چرخدار اطفال Children Walker	
	قابل تنظیم و تاشو	
1,728,000	واکر ساده آلومینیومی بزرگسال Simple adult walker	
1,380,000	عصا البو کراچ بزرگسال Canvas Elbow Crutch	
1,308,000	عصا زیر بغل Armor cane	
836,000	عصا سه پایه Tripod cane	

1,785,000	عصا چهار پایه Four canes	
11,217,000	نردبان دیواری (والبار) Wall Bar	
با بار متحرك از چوب درجه يك روس و خود رنگ - اندازه حدودی 215*90 سانت		
4,788,000	نردبان زمینی چوبی (لدر) Wooden Walking Ladder	
اندازه نردبان در حالت باز شده طول 150cm عرض 70CM ساخته شده از چوب روس قابلیت تنظیم فاصله		
4,996,000	نردبان زمینی MDF جمع شو MDF Walking Ladder	
3,576,000	واکینگ شولدر Walking Shoulder	
0	از چوب درجه يك با دوام خود رنگ	
4,188,000	بالانس بيم سه تکه Adj Balance Beam	
0	زوايه گیر از چوب روس خود رنگ - طول هر تکه 1 متر	
4,140,000	سندینگ 9تکه Sanding	
0	با بلاکهاي مختلف وقرقره ريسمان	
3,715,000	منیپولیشن برد Manipulation Board	
0	جهت آموزش ADL با لوازم مختلف روزمره	



3,297,000	همه کاره Multi User	
0	پگ برد دیواری / کوی شانه/ انگشتی دیواری/ پولی	
3,528,000	فلکشن، اکستنشن یونیت Flextion & Extention Units	
0	مبله همراه کیسه شن جهت تمرینات مچ و انگشتان	
2,388,000	پرد پگبرد کشویی Purde Peg Board CNC	
0	طرح cnc شده کشویی ، با پگ های سه تکه فلزی آبکاری شده-صفحه قاب خورده (38 تایی)	
1,728,000	پرد پگبرد Purde Peg Board	
0	با پگ های سه تکه فلزی آبکاری شده -صفحه قاب خورده (34 تایی)	
1,828,000	اگزبرد E-Z Exer Board	
0	انواع تمرینات هند با بلاکهای مختلف دارای ولکرو	
5,580,000	آینه همی پلژی Mirror Therapy	
1,713,000	یو پی اس (Unilateral Pronation & Supination)UPS	
1,656,000	بین بگ گیم Bean Bag Game	
0	جهت هماهنگی چشم دست و تقویت اندام فوقانی MDF	



1,135,000	استروکنیس برد Strokenis Board	
1,416,000	اسکروبرد Screw Board	
0	تمرین حرکات دگستریتی هند توسط پیچ و مهره	
1,134,000	نردبان انگشتی Wooden finger ladder	
0	چوب راش خود رنگ جهت ابداکشن شانه بدون لبه تیز با ارتفاع و فواصل استاندارد 5.5 * 90	
717,000	نردبان انگشتی ام دی اف MDF finger ladder	
0	طرحی جدید برش با دستگاه لیزر بصورت یک دست - بدون امکان لب پری- زیبا و کم جا - 90*9 سانتی متر	
1,404,000	الاستیک برد Elastic Board	
1,776,000	فینگر اکستنشن Finger Extention	
0	جهت افزایش توان اکستنسوری در دست	
1,548,000	فینگر پریهشن تسک Finger prehension Task	
991,000	هند اسکیت Hand Skate	



1,908,000	تخته ترانسفر Transfer Board	
0	چوب روس - ابعاد 70*20 سانتی متر - جهت جابجایی بیمار از ویلچر به تخت و برعکس	
2,628,000	تیلِت برد(تخته تعادل) کوچک Small Tilt Board 50*50	
3,096,000	تیلِت برد(تخته تعادل) متوسط Medium Tilt Board 70*50	
3,468,000	تیلِت برد(تخته تعادل) بزرگ Large Tilt Board 90*60	
9,192,000	تیلِت برد(تخته تعادل) سری Tilt Board Series	
2,001,000	تیلِت برد(تخته تعادل) گرد Round Tilt Board 50cm	
1,860,000	فوت استرچ چوبی Wooden stretch foot	
0	کشنده پا - چوب روس	
1,176,000	فوت استرچ وارداتی stretch foot	
7,428,000	استرچ برد تایوانی Stretch Board (سطح شیبدار با قابلیت تنظیم زاویه)	
2,376,000	وج کوچک Small Wedge	
2,808,000	وج متوسط Madium Wedge	
3,096,000	وج بزرگ Large Wedge	
8,280,000	وج سری Series Wedge	
0	زیره چوبی و روکش ابر 4 سانت و چرم قابل شستشو در 3 سایز 65*55 - 55*45 - 45*35	
1,411,000	وج فومی کوچک Small Foam wedge	
1,814,000	وج فومی متوسط Madium Foam wedge	
2,145,000	وج فومی بزرگ Large Foam wedge	
5,371,000	وج فومی سری Series Foam wedge	
0	سری 3 تایی شامل در ابعاد 65*65*30 - 50*50*20 - 42*42*10	


2,388,000	کوادرسیس برد Quadriceps Board	
0	جهت پوزیشن و تمرینات اندام تحتانی روی تخت قابل تنظیم ، راحت و مقاوم	
1,264,000	ابداکشن وج فومی کوچک Small Abduction wedge	
1,670,000	ابداکشن وج فومی بزرگ Large Abduction wedge	
0	اندازه حدودی: (سایز کوچک طول 24 - ضخامت 9 سانت) - (سایز بزرگ طول 45 - ضخامت 14 سانت)	
1,951,000	اسکوتر کوچک Small Scooter	
2,196,000	اسکوتر متوسط Medium Scooter	
2,433,000	اسکوتر بزرگ Large Scooter	
6,580,000	اسکوتر سری Series Scooter	
0	در 3 سایز 50*30 - 60*35 - 80*40 ساخته شده از نئوپان شמושک با روکش ابر و چرم و چرخ های روان	
3,288,000	کرالر Crawler	
0	جهت تمرین چهار دست و پا - ارتفاع قابل تنظیم با چرخهای روان و تشک واتر	
960,000	سایپورتر XS Supporter - سایز 19*13 سانت	
1,080,000	سایپورتر S Supporter - سایز 24*17 سانت	
1,260,000	سایپورتر M Supporter - سایز 30*20 سنت	
1,500,000	سایپورتر L Supporter - سایز 38*28 سانت	
4,800,000	سایپورتر سری در 4سایز	
مخصوص آرنج و زانو در 4 سایز مناسب کودکان از 1 سالگی تا 15 سالگی جهت صاف نگه داشتن راستای اندام و جلوگیری از خم شدن زانو یا آرنج		
816,000	رولر سایز 15 Roller15	
1,068,000	رولر سایز 20 Roller20	
1,416,000	رولر سایز 30 Roller30	
1,836,000	رولر سایز 40 Roller40	
2,520,000	رولر سایز 50 Roller50	
7,656,000	رولر سری Roller Series	

0	با روکش واتر - پر شده از یونولیت و فوم سرد - در 5 سایز 50*60 - 40*60 - 30*60 - 20*60 - 15*60	
2,793,000	رولر بادی بالانس Balance roller	
0	اندازه حدودي : طول30- قطر 13 سانت	
648,000	رولر فومی 45سانت - ایرانی فوم سرد(سنگین) با طول 45 و قطر 13سانت	
928,000	رولر فومی 60سانت - ایرانی	
708,000	رولر آجدار 33سانت تو خالي و سفت	
882,000	رولر آجدار 45سانت	
1,182,000	رولر آجدار 60سانت	
2,059,000	جلیقه وزنه ای بزرگ L Weighted Jacket	
0	باوزنه هاي تخت و روکش دار- فري سايز و قابليت تنظيم حدود: 5 كيلو متغير- قد60cm و دورکمر90cm	
1,814,000	جلیقه وزنه ای کوچک S Weighted Jacket	//
0	باوزنه هاي تخت و روکش دار- فري سايز و قابليت تنظيم حدود: 4 كيلو متغير- قد37cm و دورکمر64cm	
1,404,000	جلیقه وزنه ای نوزادی a Baby Weighted Jacket	//
0	باوزنه هاي تخت و روکش دار- فري سايز و قابليت تنظيم حدود: 2.5 كيلو متغير- قد28cm و دورکمر56cm	
185,000	ویت کاف 250 گرم Weight cuff 250g	
235,000	ویت کاف 500 گرم Weight cuff 500g	
530,000	ویت کاف 1کیلوگرم متغیر Adj Weight cuff 1kg	
640,000	ویت کاف 2کیلوگرم متغیر Adj Weight cuff 2kg	
750,000	ویت کاف 3کیلوگرم متغیر Adj Weight cuff 3kg	
2,340,000	ویت کاف سری Series Weight cuff	
سری 5 تایی از 250گرم تا 3 کیلوگرم---واتر کره وزنه هاي تخت روکش شده با پد پلي اتيلن داراي استرپ نواري		
320,000	ویت کاف 1کیلوگرم Weight cuff 1kg	
390,000	ویت کاف 1/5 کیلوگرم Weight cuff 1/5kg	
450,000	ویت کاف 2کیلوگرم Weight cuff 2kg	

630,000	MEDICINE-BALL مديسن بال 1 كيلويى	
785,000	MEDICINE-BALL مديسن بال 2 كيلويى	
945,000	MEDICINE-BALL مديسن بال 3 كيلويى	
2,360,000	MEDICINE-BALL Series مديسن بال سري 3تايى	
تجهيزات اتاق تاريک		
10,128,000	1-تعقيب بينايى Light Tracking	
0	7 رنگ با قابليت تغيير رنگ ها داراى 16 ميله در اندازه هاى مختلف	
15,480,000	2-برج هاى نور Light towers	
8,136,000	3-طيف سنجى بينايى Vision Spectroscope	
0	داراى ريموت لمسى و پنل MDF جهت نصب آسان روى ديوار و تنوع رنگى فراوان	
14,160,000	4-پگبرد نورانى Shining PegBoard	
0	قابليت تغيير رنگ ها و شدت نور داراى 24 ميله به سه شكل مربع-دايره-مثلث در اندازه هاى مختلف	
28,440,000	5-سنسورى پنل تشخيص نور Sensory Light detection Panel	
0	2 مد کارى با پنل 12 رنگ - كاملا لمسى داراى چراغ هشدار	
29,880,000	6-نرده تعادل حسى Sensory Balance Beam	

0	با طول حدود 176 و عرض حدود 36 سانتیمتر دارای 2 مد کاری و 12 رنگ	
9,840,000	7-بگو و ببین کلاسیک Say & See Pri	 
0	دارای یک گوی نورانی و میکروفن با 5 مد کاری	
5,268,000	8-دیوار پوش LED دار Starry Sky	 
0	6 متر مربع با امکان تغییر افکت و قابلیت نصب به دیوار جهت تاریک سازی	
6,576,000	9-پلک لایت برد Black Light board	
0	دارای ماژیک های فلورسنت و ریموت	
14,184,000	10-نور ستاره ای StarLight	 
0	پروژکتور 70 وات دارای لنز حساس به صدا و پنل MDF جهت نصب آسان روی دیوار و تنوع رنگی فراوان و گوی آینه ای موتوردار با پنل MDF و قلاب مخصوص جهت نصب آسان به سقف	
11,361,000	11-تونل نامتناهی Infinity Tunnel	
0	120 مد کاری با قابلیت تغییر شدت و سرعت افکت همراه ریموت رادیویی با پنل MDF جهت نصب به دیوار	
6,948,000	12-سایه ساز Shadow Maker	
0	دارای 12 عدد کارت شامل حروف الفبا و اشکال هندسی در 48 مدل با نورهای رنگی و موتور گردان	

11,736,000	13-پنل نوری پازل	
9,228,000	14-تونل نوری حسی Sensory light Tunnell	
20,865,000	15-تمرین شنیداری Listening practice	
0	قابلیت ضبط و پخش صدا همراه با افکت نوری حالت فلاشر با میز و پنل بلندگو جهت نصب به دیوار	
11,505,000	16-فیبر نوری حسی Sensory Optical Fiber	
35,760,000	17-بابل تیوب Bubble Tube	
ارتفاع: حدود 163 سانتیمتر طول: حدود 115 سانتیمتر عرض: حدود 28 سانتیمتر ریموت لمسی و تنوع رنگی فراوان		
9,468,000	18-عکس العمل رومیزی	
30,600,000	19-پنل واکنشی Reaction Board	

0	شامل ۱۲ چراغ حساس به ضربه شمارنده جهت تابید ضربات صحیح تنظیمات سرعت زمانی روشن شدن چراغ ها تنظیمات ماندگاری روشنایی چراغ ها مجهاز به تسمه آهنی برای نصب روی دیوار دارای پیچ تنظیم برای تغییر ارتفاع	
3,240,000	20- پروژکتور کهکشانی Galaxy projector	
0	دارای 13 دیسکت مختلف چراغ با طرح کهکشانی که بصورت ویدیو پروژکتور طرح های مختلف را روی دیوار و سقف به نمایش در می آورد.	
15,480,000	22- پنل نوری حسی چهارگانه Quadruple sensory light panel	
0	دارای 4 صفحه 36 تایی شامل : اشیاء-حروف الفبا-میوه ها-جانوران	
14,385,000	23- آینه حباب حسی Bubbles Sensory Mirror	
9,408,000	25- بالانس بیم نوری	
148,176,000	قطار هشت کاره اتاق تاریک 8 function dark room train	
0	شامل 8 دستگاه : 1-تونل نامتناهی 3-افکتور 5-توپ نورانی 7-میز حروف الفبا 2-بابل تیوپ 4-رقص نور 6-فیبر نوری 8-پنل واکنشی	

41,880,000	Manual Muscle Tester منوال ماسل تستر	
0	جهت ارزیابی قدرت عضلانی - عقبه ای	
0	 	
16,080,000	Digital spring dynamometer داینامومتر اسپرینگ دیجیتال	
11,868,000	SH5020 Skinfold caliper کالپر	
0	This caliper has been made for many decades with JAMAR trade name Simple, very accurate unit has spring loaded levers and low pressure bearings for constant pressure. Scale permits reading up to 60mm Aluminum casted insures years of reliable use. Includes carrying case CE marked and FDA approved.	
94,800,000	Mono Filament مونوفیلانمان	
0	جهت ارزیابی حسی با برگه تشخیص	
4,308,000	Discrim-A-Gon Two-Point Discriminator توپوینت دیسکی	
0	ارزیابی حس تمایز 2 نقطه ست 2تایی Evaluation tool to test static and dynamic 1 and 2 point discrimination separate 2 2 point discrimination octagons	

4,003,000	گونیا متر استیل 180 درجه 18 سانت (مارک سیهان کره) H5102 Robinson Pocket Goniometer, 7" long(18cm) 180	
0	Pocket-sized goniometer. 180 scale in 5 increments. 4 inch linear scale and 10cm linear scale on the arm	
463,000	گونیا متر دوکاره استیل Steel double goniometer	
6,888,000	هند والیومتر Hand Volume Meter	
0	با بشر واستوانه مدرج جهت ارزیابی ادم دست	
5,100,000	بالانس استپ Balance Stap	
1,990,000	بالانس برد Balance Board	
890,000	بالانس کوشن Balance Cushion	
588,000	بالانس پا خاردار 2تایی Balance Pod	
5,040,000	دیسک های حسی (صفحه حسی) Sensory Plate	
0	دارای 12 دیسک دایره‌ای با زبری های متفاوت قطر حدودی 26 سانتی متر	


3,528,000	دیسک های راه رفتن	
0	5 عددی با قطرهای 2015--25-30-40 سانت	
475,000	استپ چهار لایه Step	
135,000	استپ آجری Brick steppe	
2,200,000	توپ سی پی 65CP Treatment Gymnic Ball	
2,300,000	توپ سی پی 75CP Treatment Gymnic Ball	
2,420,000	توپ سی پی 85CP Treatment Gymnic Ball	
6,900,000	توپ سی پی سری CP Ball Series	
0	Anti-Bust Gyn Ball - در سه سایز 65 - 75 - 85	
2,388,000	توپ خاردار Spiny Ball	
2,736,000	توپ بادومی Almond ball	
0	به همراه کاتالوگ و دی وی آموزشی - دارای تلمبه	
19,908,000	کیت هندتراپی Hand Therapy Kit	
این کیت با دقت توسط متخصصان توانبخشی طراحی شده است... 1.خمیر پاتی 2.هندگریپ انبری قابل تنظیم 3.هند گریپ ژله ای مثلثی 4.هند گریپ انگشتی 5.تویست بار 6.آپوسیزر 7.پاورگریپ 8.تراباند 9.تامسیزر 10.پاتی تولز 11.دستکش ایکس فینگر 12.پاوروب ژله ای 13.دست ورز فنری قابل تنظیم 14.پاورریست 15.تراتیوب سری دسته دار 5تایی 16.دیجی فلکس ساده 17.توپ تقویت مچ آگزربال 18.هندگریپ لاستیکی		


1,029,000	تراباند سری 3 عددی Bands Series نرم - متوسط - قوی	
396,000	لوپ (کش تراباند دور بسته) Loop 5 num سری 5 عددی	
598,000	تراتیوب سری دسته دار 5 تایی Expander Tube Set	
0	پنج رشته دارای مقاومت های مختلف از ضعیف تا قوی	
540,000	تراتیوب دور پا	
3,560,000	پاورریست قابل تنظیم Power Wrist	
3,150,000	پاورریست Power Wrist	
1,788,000	پاورگریپ قابل تنظیم Power Grip	
1,470,000	پاورگریپ قابل تنظیم Power Grip	
0	گرید متوسط با قابلیت تنظیم شدت	
357,000	هندگریپ انبری قابل تنظیم Hand Grip	

860,000	Hand exerciser هنداگرسایزر هندگریپ انبری - هندگریپ انگشتی - رینگ - اگزر بال - دیجی فلکس	
	Resista Flex & Twist Bar تویست بار (پاورفلکسور) تایوانی	
	دارای سه مقاومت نرم و متوسط و قوی - رنگ زرد گرید نرم - رنگ سبز گرید متوسط - رنگ قرمز گرید قوی	
834,000	Adjustable Digi-Flex دیجی فلکس قابل تنظیم	
3,024,000	Jelly powerweb پاوروب ژله ای	
	دارای سه مقاومت نرم و متوسط و قوی - رنگ صورتی گرید نرم - رنگ پرتقالی گرید متوسط - رنگ آبی گرید قوی	
1,050,000	Round Grip هندگریپ ژله ای گرد	
1,188,000	Triangle Grip هندگریپ ژله ای مثلثی	
	دارای سه مقاومت نرم و متوسط و قوی - رنگ صورتی گرید نرم - رنگ پرتقالی گرید متوسط - رنگ آبی گرید قوی	
664,000	Finger hand Grip هند گریپ انگشتی سری	
	دارای سه مقاومت نرم و متوسط و سفت	
93,000	Finger hand Grip هند گریپ انگشتی	
90,000	Pencil Holder مدادگیر	

228,000	دستکش ایکس فینگر وارداتی X Finger	
345,000	دستکش ایکس فینگر X Finger	
1,100,000	خمیر پاتی ترافلکس - کرم خیلی نرم Theraflex 1G	
1,100,000	خمیر پاتی ترافلکس - زرد نرم Theraflex 2G	
1,100,000	خمیر پاتی ترافلکس - قرمز متوسط Theraflex 3G	
1,100,000	خمیر پاتی ترافلکس - سبز قوی Theraflex 4G	
1,100,000	خمیر پاتی ترافلکس - آبی خیلی قوی Theraflex 5G	
5,500,000	خمیر سری آمریکایی مارک Theraflex در 5 مقاومت	
1,713,000	پاتی تولز Puttycise Tools	
سری 5 تایی همراه با پاتی برد - ابزار کار با خمیر		
195,000	دست ورز فنی قابل تنظیم	
iranmed.co	ابراز گراستون IASTM استیل در چندین مدل مختلف	
11,388,000	کیت ماساژ Massage Kit	
شامل : 1. گراستون 2. ماساژبال مینی 3. ماساژور مگنتی 4. ماساژور بدن 5. T. ماساژور کف پا 6. ماساژ رولر دمبلی 7. ماساژ رولر بدن 8. ماساژبال مینی 9. ماساژبال بادومی 10. آیسینگ 11. ماساژبال 12. ماساژور چهار چرخ چبینو		


2,616,000	ماساژ رولر بدن Massage Exercise wheel	
1,090,000	ماساژور مگنتی Hand Massager	
715,000	آیسینگ Icing	
270,000	ماساژبال Massage ball	
716,000	ماساژبال مینی Mini massage ball تایوانی - قطر 65mm	
906,000	ماساژبال مینی Mini massage ball 080B تایوانی	
1,128,000	ماساژبال بادومی Knob Peanut Ball	
1,170,000	ماساژ رولر دمبلی Massage Roller	
588,000	ماساژور کف پا دوپل Foot Massager	
402,000	ماساژور کف پا Foot Massager	

500,000	ماساژور چهار چرخ چینی	
428,000	ماساژور ده چرخ چوبین	
324,000	ماساژور چهار چرخ چوبین	
112,000	ماساژور بدن Body Massager	
230,000	سن سی بال سری 2 عددی	
115,000	اگزربال Power Ball	
48,000	هندگریپ لاستیکی مچ	
648,000	تامسیزر Thumbciser	
0	تقویت فلکشن شست	
648,000	آپوسیزر Oppociser	
0	تقویت آپوزیشن شست مخصوص هند تراپی	

496,000	چکش رفلکس Reflex hammer	
3,720,000	کیت حسی Sensory Kits	
2,808,000	کیت بویایی Olfactory Kits	
5,616,000	کیت شنوایی Acoustic Kits	
0	جهت تحریک و تمرین شنیداری اسباب بازی های صدا ساز متنوع - دمیدنی- ضربه ای - فشاری - حرکتی	
5,616,000	کیت منتال Mental Kits	
0	سری تجهیزات کمک آموزشی پازل ، پگبرد ، کارت دیدآموز ، چرتکه و ...	
1,068,000	ست پازل فومی کاردرمانی	
0	دارای 6 عدد صفحه پازلی با اشکال هندسی-حروف الفبا-اعداد	
860,000	اشکال هندسی بزرگ جهت راه رفتن Geometric shapes for walking	
0	4 شکل هندسی از جنس فوم در رنگ های مختلف - دایره ، مربع ، مثلث ، مستطیل - پرورش مهارت های حرکتی- تحرک-جهت یابی-تمرین های تعادلی	
3,211,000	میله های مونته سوری Montessori bars	
0	چوب روس خود رنگ دارای 10 میله در اندازه های مختلف	
804,000	پگبرد کوچک چوبی S Pag Board	

984,000	L Pag Board پگبرد بزرگ چوبی	
1,788,000	Series Pag Board پگبرد چوبی سری	
0	هر پگبرد دارای 25 میله چوبی در 5 سایز و 5 رنگ میباشد	
420,000	پگبرد اشکال هندسی 5 شکل مختلف در 4 رنگ	
763,000	اسپان گیم Spane Game	
705,000	چرتکه و حلقه های شمارش Abacus and counting rings	
#VALUE!	میزک میخ و چکش چوبی Page & Hammer set	
228,000	پازل چوبی رنگی Woden Puzzle	
0	چوبی اندام - صورت - دست - پا - میوه - جانوران اهلی و وحشی - پوشاک - مشاغل لوازم بهداشتی و ...	
144,000	کارت دید آموز Flash Cart	
0	جانوران میوه شغل فعل مفاهیم وسایل مراحل بدن انسان اماکن پدیده ها علایم راهنمایی شکل رنگ اندازه وسایل حمل و نقل پوشاک غذا سبزیجات	
588,000	نخ و مهره Knots nuts 100 عددی	
648,000	جورچین اشکال هندسی A variety of geometric shapes	

342,000	مکعب رنگی Color Cube	
312,000	مکعب منتال Mental Cube	
993,000	فوت & هند مارکر Foot & Hand Marker	
0	10 جفت پا چپ و راست 10+ جفت دست چپ و راست	
6,753,000	آینه گفتار درمانی SP Merrier	
0	رومیزی با دو لت جانبي - شاسی فلزي - بدنه MDF	
3,585,000	کیت گفتار درمانی Speech Therapy Kits	
0	شامل: مینی ویبراتور دهانی -پنس زبانگیر - پازل-انواع کارت - اسپرومتر - تبلت مغناطیسی	
504,000	کتاب فرهنگ مصوری همخوان ها(1) (کلمه - عبارت)	
504,000	کتاب فرهنگ مصوری همخوان ها(2) (جمله - داستان)	
654,000	پنس زبانگیر Sp Forceps	
0	مخصوص مطب هاي گفتاردرماني تمام استیل وارداتي	
280,000	اسپیرومتر تشویقی جهت اندازه گیری حجم ریه	

3,240,000	ملحقات فریم سری Therapeutic Suspension Accessor	
0	اسلینگ پاشنه - اسلینگ 2 قلابه بزرگ-اسلینگ 2 قلابه کوچک هر کدام 2 عدد/حلقه S بزرگ 5 عدد/ریسمان 10 متر/دستگیره پولی 2 عدد/قرقره فلزی 5 عدد/چوب کوتاهی 1 عدد/فنر 3 تایی 2 سری، /کارابین متوسط 4 عدد	
1,857,000	کیسه شن سری 6 پلاس Plus Sand bag Series با روکش چرم	
717,000	کیسه شن سری 4 تایی Sand bag Series با روکش واتر	
190,000	اسلینگ 2 قلابه بزرگ II Hook Sling	
170,000	اسلینگ 2 قلابه کوچک Wrist Sling	
320,000	اسلینگ 6 قلابه VI Hook Sling	
180,000	اسلینگ پاشنه Heels Sling	
160,000	اسلینگ گردنی 2Pcs Cervical Sling	
279,000	اسلینگ گردنی یک تکه Cervical Sling 1Pcs	
220,000	اسلینگ همه کاره Multi User Sling	
1,490,000	اسلینگ سری Series Sling	
0	در 6 نوع: گردنی، 2 قلابه بزرگ و کوچک، 6 قلابه، پاشنه، همه کاره (دولایه از واتر)	

655,000	اسلینگ چرم گردنی	
460,000	اسلینگ دراپ فوت کوچک	
568,000	اسلینگ دراپ فوت متوسط	//
669,000	اسلینگ دراپ فوت بزرگ	//
1,699,000	اسلینگ دراپ فوت سری	
Sling Drop Foot The splint is meant for use by people suffering from foot drop that causes the front of the feet to drop due to weakness. 		
6,609,000	اسلینگ تخت کشش Traction Sling	
3,384,000	اسلینگ گیت ترینر لیفت Gait Trainer Sling	
2,779,000	اسلینگ گیت ترینر شورتی Sling Gate Trainer Shorts	
504,000	دستکش همی ویژه کوچک S Hemiplegia gloves	
662,000	دستکش همی ویژه متوسط M Hemiplegia gloves	
849,000	دستکش همی ویژه بزرگ L Hemiplegia gloves	
2,001,000	دستکش همی ویژه سری Hemiplegia gloves Series	
0	در 3 سایز کوچک و متوسط و بزرگ - همی پلژی دوطرفه از چرم طبیعی (چپ و راست ندارد)	
170,000	دستکش همی کوچک S Hemiplegia gloves	
260,000	دستکش همی متوسط M Hemiplegia gloves	

300,000	L Hemiplegia gloves دستکش همی بزرگ	
730,000	Hemiplegia gloves Series دستکش همی سری	
0	در 3 سایز کوچک و متوسط و بزرگ - همی پلژی دوطرفه از چرم درجه یک مصنوعی (چپ و راست ندارد)	
144,000	Power Exerciser Spring فنر قوی	
144,000	Medium Exerciser Spring فنر متوسط	
144,000	Poor Exerciser Spring فنر ضعیف	
432,000	Exerciser Spring series فنر سری 3 تایی	
0	طول حدود 30 سانت - آبکاری شده	
532,000	Home Exs. Pulley هوم پولی	
0	جهت تمرینات اندام فوقانی در منازل ، قابلیت نصب درب منازل بدون نیاز به قلاب دیواری (شامل 2 عدد دستگیره، ریسمان، 1 عدد قرقره و استرپ مخصوص)	
201,000	Metal Pulley Handle دستگیره پولی فلزی	
331,000	Neck Traction Balance Bar میله تعادل تراکشن گردنی	
129,000	Singel Rap چوب کوتاهی	
64,000	Metal Pulley قرقره فلزی	
57,000	Large Carabin بزرگ کارابین	
48,000	Medium Carabin متوسط کارابین	
40,000	Large S Hook حلقه اس بزرگ	
172,000	PT Rope ریسمان فیزیوتراپی (بسته 10 متری)	
358,000	US Gel 5 ژل اولتراسوند 5 لیتری	

108,000	ژل اولتراسوند 1 لیتری US Gel 1	
402,000	کینزیوتیپ Acrylic Glue	
510,000	کینزیوتیپ Henkel Glue	
0	دارای تاییدیه CE,FDA- در رنگهای کرم و صورتی و آبی با چسبندگی قوی	
345,000	الکتروود چسبان 5*5 - بسته 4 عددی	
0	قابلیت چندبار مصرف بودن / عدم نیاز به استرپ	
468,000	الکتروود رابر 40*60 Rubber Electrode	
0	جنس پد: سیلیکون / سایز سوکت: 2mm	
648,000	کابل الکتروود رابر	
892,000	کابل الکتروود رابر چهار سر	
1,116,000	ست کامل الکتروود با کابل	
259,000	کابل الکتروود تبدیل یک به دو D.BIFURCATING CABLE W/2MM TUBE هر بسته شامل 4 عدد	

28,000	پد الکتروود 6*8 وارداتی Pad	
22,000	پد الکتروود یکرو چرم 6*8 وارداتی Pad	
18,000	کیف بیمار	
45,000	ملحفه مخصوص بیمار سایز 200*80 سانت (50 گرم)	
26,000	Elastic strap 35*5 استرپ کشی	
35,000	Elastic strap 50*5 استرپ کشی	
43,000	Elastic strap 65*5 استرپ کشی	
67,000	Elastic strap 110*5 استرپ کشی	
171,000	Elastic strap استرپ کشی سری	
428,000	stretch bed 200*16 / *16 16*200 استرپ تخت	
352,000	stretch bed 110*16 / *16 16*110 استرپ تخت	
آدرس دفتر : میدان توحید-خیابان نصرت غربی-نبش خیابان ستایش-پلاک 2-واحد 2 لینک گوگل مپ:		
	پیامک : 10007874	تلفن تماس: 12- 66028710
	ایمیل : noavaranmed.ir@gmail.com	www.iranmed.co
آدرس انبار: بزرگراه آزادگان جنوب (کند رو) ، بعد از پل اتوبان ساوه ، اول خ عرفان ، خ حشمت ، مجتمع صنعتی پدر ، میدان پدر ، سمت راست ، بن بست پنجم ، شرکت نوآوران		
تحويل کالا درب انبار شرکت نوآوران می باشد ، ارسال به همه نقاط ایران به درخواست و هزینه مشتری امکان پذیر است.		